



KATALOG

dla farmacji

Spis treści

PROFESJONALNA ochrona stóp

Plastry/opatrunki do zadań specjalnych

COMFORT PLUS	opatrunki hydrokoloidowe	4
COMFORT	ochrona przed uciskiem	5
COMFORT CORN	na odciski	6

PLASTRY na wszelki wypadek

Plastry

TRAVEL SET	idealne w podróży	8
FAMILY	rodzinna mini apteczka	9
AQUA STOP	do pływania i kąpieli	10
UNIVERSAL	podstawowa ochrona ran	11
TRANSPARENT	dyskretna ochrona ran	12
CLASSIC	dla aktywnych	13
OPTIMED JUNIOR	okulistyczne	14
SOFT / CLASSIC	plastry do cięcia	15
MONSTERS	potworki	16

POZYTYWNA OPINIA Instytutu Matki i Dziecka

Plastry

HAPPY TATTOO	wodoodporne tatuaże	18
HAPPY	bajkowe z Garfieldem	19
KIDS ZOO	zwierzaki	20

LECZENIE RAN

Opatrunki samoprzylepne

CANNULA PLAST	opatrunek włókninowy do mocowania kaniul	22
FIXOPORE F	opatrunek foliowy z wkładem chłonnym	23
FIXOPORE S	opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym	24
CODOSIL ADHESIVE	opatrunek silikonowy do rehabilitacji blizn	25
CODOSIL ADHESIVE	opatrunek silikonowy do rehabilitacji blizn	26

Opatrunki tradycyjne

MATOVLES	kompresy z włókniiny	27
MATOCOMP	gaza opatrunkowa	28
MATOCOMP	kompresy z gazy	29

Przylepce mocujące

SOFT	hypoalergiczny przylepiec włókninowy	31
CLASSIC	przylepiec tkaninowy	32

Siatki opatrunkowe

CODOFIX	elastyczna siatka opatrunkowa	33
---------	-------------------------------	----

Bandaże

MATOPAT UNIVERSAL	bandaż elastyczny	34
MATOFIX COHESIVE	bandaż elastyczny	35
MATOVIS	bandaż podtrzymujący	36
MATOLAST	bandaż elastyczny	37

Bandaże specjalistyczne

CODOBAN	bandaż wysokoelastyczny	38
---------	-------------------------	----

PROFESJONALNA ochrona twarzy

Maski medyczne

SURGIMASK	maski medyczne typ II	40
-----------	-----------------------	----

WYROBY chłonne

Wyroby chłonne

ABSORGYN	podkłady ginekologiczne	42
WATA MEDYCZNA MATOPAT	niesterylna wata bawełniana	43
MATOCCELL LIGNINA	wata celulozowa	43
WATA BELLA		44
BELLA MAMMA		45




PROFESJONALNA ochrona stóp

> Opatrunki hydrokoloidowe


- wspomagają gojenie pęcherzy
- chronią przed otarciem i uciskiem
- tworzą optymalne warunki gojenia, minimalizują uczucie bólu
- stanowią barierę dla wody, kurzu i bakterii
- przebadane dermatologicznie
- biogodne, nie drażnią, nie uczulają, nie są cytotoksyczne
- zaokrąglone, cienkie brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu
- sterylne w wersji S i M

Zapraszamy na plastry.matopat.pl



Opatrunki wykonane z hydrokoloidu od lat wykorzystywane są w profesjonalnym leczeniu ran trudno gojących, takich jak odleżyny czy owrzodzenia podudzi.

> Opatrunki hydrokoloidowe



COMFORT PLUS

● ulga dla stóp

ZASTOSOWANIE

profilaktyka
i wspomaganie leczenia
pęcherzy - w wersji
sterylnej - do opatrywania
drobnych ran, skaleczeń,
otarć i oparzeń

Plastry hydrokoloidowe – pierwsza pomoc na pęcherze.

Warstwa hydrokoloidowa tworzy na ranie wilgotne środowisko,
które minimalizuje uczucie bólu i przyspiesza proces gojenia.

Wspomagają gojenie pęcherzy, chronią przed otarciem i uciskiem.
Mogą pozostawać na ranie do 7 dni.

JAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ W DYSPENSERZE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-GLMM-087	5× 17 mm × 48 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.
MA-167-GLMM-088	5× 29 mm × 59 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ W DYSPENSERZE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-GLMM-089	5× 42 mm × 68 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.

> Plastry



COMFORT

- ochrona przed uciskiem

ZASTOSOWANIE

dla ochrony drobnych ran, skaleczeń i otarć skóry w miejscach szczególnie narażonych na mechaniczne uszkodzenia (np: na stopach)

Plastry są wykonane z miękkiej pianki, która minimalizuje ucisk, chroni przed otarciami i zmniejsza ryzyko powstawania odcisków.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-009	4x 25 mm x 76 mm 8x 19 mm x 76 mm	12	18

> Plastry



COMFORT CORN

● na odciski

ZASTOSOWANIE

umożliwiają usunięcie odcisków, a także niwelują ból spowodowany uszkodzeniem naskórka

Plastry z kwasem salicylowym – pierwsza pomoc na odciski.

Masa aktywna zawiera kwas salicylowy, mlekowy i lanolinę, które nawilżają i zmiękczej odcisk.

Podłoże plastra wykonane jest z elastycznej i wytrzymałej tkaniny.

Asymetryczna konstrukcja ułatwia aplikację i poprawia stabilność plastra na palcach stóp.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-GLMM-084	6x 22 x 70 mm	6	18



PLASTRY

> Plastry

> Plastry do cięcia

- do zabezpieczenia drobnych ran i skaleczeń
- stanowią barierę dla zanieczyszczeń
- posiadają właściwości wodoodporne (AQUA STOP i HAPPY TATTOO)
- mają wkład chłonny, zabezpieczony specjalną siateczką, która zapobiega jego przyklejaniu się do rany
- posiadają bezpieczny hypoalergiczny klej
- przebadane zgodnie z normą ISO 10993, biozgodne – nie uczulają, nie drażnią, nie są cytotoksyczne
- zaokrąglone, cienkie brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu
- przepuszczalne dla powietrza pozwalają skórze „oddychać”
- delikatne, elastyczne, łatwo dostosowują się do kształtu ciała

Zapraszamy na plastry.matopatch.pl

> Plastry



TRAVEL SET

- idealne w podróży

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran i otarć w podróży oraz na wakacjach

To zestaw różnych rodzajów i kształtów plastrów najczęściej używanych przy opatrywaniu drobnych ran i skaleczeń, które mogą przydarzyć się w podróży. W skład zestawu wchodzi: wytrzymały CLASSIC, ekonomiczny UNIVERSAL, opatrunek wyspowy FIXOPORE S oraz przeznaczone dla najmłodszych KIDS ZOO. Taka różnorodność pozwala zabezpieczyć podstawowe rany, które mogą przydarzyć się w podróży. Małe opakowanie zmieści się w każdym plecaku czy walizce, dzięki czemu zawsze możesz mieć zestaw przy sobie.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA			IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-083	CLASSIC	2x	6 cm × 10 cm	25	18
	FIXOPORE S	2x	5 cm × 7,6 cm		
	UNIVERSAL	4x	25 mm × 76 mm		
	KIDS ZOO	4x	19 mm × 76 mm		
	UNIVERSAL	5x	15 mm × 58 mm		
	UNIVERSAL	4x	9 mm × 38 mm		
	UNIVERSAL	4x	Ø 22 mm		

> Plastry



FAMILY

- rodzinna mini apteczka

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran i otarć skóry w domu

To zestaw różnych rodzajów i kształtów plastrów najczęściej używanych przy opatrywaniu drobnych ran i skaleczeń.

W skład zestawu wchodzi: delikatny SOFT, wytrzymały CLASSIC, wodoodporny AQUASTOP, ekonomiczny UNIVERSAL, dyskretny TRANSPARENT oraz przeznaczony dla najmłodszych HAPPY.

Taka różnorodność pozwala sprostać oczekiwaniom domowników.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-046	CLASSIC 1x 6 cm x 10 cm SOFT 1x 6 cm x 10 cm AQUA STOP 1x 50 mm x 76 mm UNIVERSAL 4x 25 mm x 76 mm UNIVERSAL 4x 15 mm x 58 mm HAPPY 2x 19 mm x 76 mm TRANSPARENT 4x Ø 22 mm	17	18

> Plastry



AQUA STOP

- do pływania i kąpieli

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć przed wodą

Wykonane są z cienkiego i elastycznego materiału, który chroni przed wodą.

„Wyspowa” umiejscowienie wkładu chłonnego otoczonego szerokim paskiem kleju dodatkowo chroni ranę przed wodą w trakcie kąpieli. Plastry nie odklejają się pod wpływem wilgoci.

W zestawie znajdują się 4 różne rozmiary, w tym jeden bardzo duży: 5 cm × 7,6 cm.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-010	2× 50 mm × 76 mm 4× 25 mm × 76 mm 8× 19 mm × 76 mm 4× 38 mm × 38 mm	18	18

> Plastry



UNIVERSAL

- podstawowa ochrona ran

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć

Plastry o uniwersalnym zastosowaniu.

Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów plastrów, które pozwalają zabezpieczyć różnej wielkości skaleczenia.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-0004	4x 25 mm x 76 mm 6x 19 mm x 76 mm 4x 15 mm x 58 mm 4x 9 mm x 38 mm 2x Ø 22 mm	20	18
MA-167-MMMM-032	100x 25 mm x 76 mm	100	10
MA-167-MMMM-033	100x 19 mm x 76 mm	100	14

> Plastry



TRANSPARENT

- dyskretna ochrona ran

ZASTOSOWANIE

do dyskretnego zabezpieczenia drobnych ran, np. na twarzy, rękach czy szyi (na przykład po goleniu)


Plastry na transparentnym podłożu, prawie niewidoczne na skórze.

Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów, które pozwalają zabezpieczyć różnej wielkości skaleczenia.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-005	4x 25 mm × 76 mm 6x 19 mm × 76 mm 4x 15 mm × 58 mm 4x 9 mm × 38 mm 2x Ø 22 mm	20	18
MA-167-MMMM-035	100x Ø 22 mm	100	10

> Plastry



CLASSIC

- dla aktywnych

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć skóry na stawach oraz tam, gdzie potrzebny jest elastyczny i wytrzymały plaster

Elastyczne i wytrzymałe plastry tkaninowe.
Dobrze przylegają do skóry. Nie krępują ruchów.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-007	4x 25 mm x 76 mm 8x 19 mm x 76 mm	12	18

> Plastry



OPTIMED JUNIOR

- okulistyczne, do terapii wad wzroku

ZASTOSOWANIE

do zastaniania
zdrowego oka
w terapii wad
wzroku u dzieci

Plastry o specjalnym kształcie dostosowanym do oka,
wykonane z delikatnej włókniny.

Wkład chłonny posiada ciemną warstwę filtrującą światło, która izoluje oko
od środowiska zewnętrznego.

Aby zwiększyć komfort noszenia i zdejmowania plastra,
klej został nałożony paskowo.

Wybór oka poddawanego terapii oraz czas zakrycia określa lekarz.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-GLMM-081	10x 6 cm x 4,8 cm	10	18

> Plaster



SOFT

- miękki i oddychający

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran u osób o delikatnej skórze

Plaster o długości 1m przeznaczony do samodzielnego cięcia. Dzięki tej możliwości zawsze można dobrać odpowiedni rozmiar plastra do rany. Wykonany z delikatnej, białej włókniny. Polecany dla skóry wrażliwej. Dostępny również w wersji o długości 10 cm.

CLASSIC

- wytrzymały

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia skaleczeń i otarć umiejscowionych na stawach oraz tam, gdzie potrzebny jest elastyczny i wytrzymały plaster

Plaster o długości 1m przeznaczony do samodzielnego cięcia. Dzięki tej możliwości zawsze można dobrać odpowiedni rozmiar plastra do rany. Wykonany z elastycznej i wytrzymałej tkaniny. Dobrze przylega do skóry i nie krępuje ruchów. Dostępny również w wersji o długości 10 cm.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-037	6 cm x 100 cm	1	14
MA-167-PLMM-038	8 cm x 100 cm	1	14
MA-167-MMMM-041	6 cm x 10 cm	100	12

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-039	6 cm x 100 cm	1	14
MA-167-PLMM-040	8 cm x 100 cm	1	14
MA-167-MMMM-042	6 cm x 10 cm	100	12

> Plastry



MONSTERS

- potworki

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran i otarć szczególnie u dzieci

Kolorowe plastry z nadrukiem potworków.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-GLMM-085	12x 19 x 76 mm	12	18



POZYTYWNA OPINIA Instytutu Matki i Dziecka



Wyroby przeznaczone dla dzieci powinny spełniać jak najwyższe wymagania bezpieczeństwa.

Plastry dziecięce HAPPY, KIDS ZOO i HAPPY TATTOO to najwyższy stopień bezpieczeństwa w zaopatrywaniu drobnych ran, potwierdzony przez zespół ekspertów Instytutu Matki i Dziecka – specjalistów z różnych dziedzin, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym dziecka.

Główne zalety:

- przebadane dermatologicznie
- przebadane zgodnie z normą ISO 10993, biozgodne – nie uczulają, nie drażnią, nie są cytotoksyczne
- miękkie i elastyczne
- wesołe i kolorowe

Postaw na właściwą pielęgnację i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!

> Plastry



HAPPY TATTOO

• wodoodporne tatuaże

ZASTOSOWANIE

do wodoodpornego zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć szczególnie u dzieci

Wodoodporne plastry imitujące dziecięcy tatuaż.

Wykonane są z cienkiego, przezroczystego poliuretanu, który dopasowuje się do kształtu ciała, jest niewyczuwalny na skórze i nie ogranicza ruchów.

Na zewnątrz wodoszczelny, jest barierą dla wody, brudu i bakterii. Od wewnątrz przepuszczalny dla pary wodnej, pozwala skórze „oddychać”.

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5120.
Opinię można sprawdzić na stronie www.epozytywnaopinia.pl

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-049	12x 25 mm x 57 mm	12	18

> Plastry



HAPPY

- bajkowe z Garfieldem

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran i otarć szczególnie u dzieci

Plastry w jaskrawych kolorach, z nadrukiem wizerunku kota Garfielda.

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5120.
Opinię można sprawdzić na stronie www.epozytywnaopinia.pl

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-006	2× 25 mm × 76 mm 10× 19 mm × 76 mm	12	18
MA-167-MMMM-034	100× 19 mm × 76 mm	100	14

> Plastry



KIDS ZOO

- zwierzaki

ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran i otarć szczególnie u dzieci

Plastry w jaskrawych kolorach, z nadrukiem wizerunku zwierząt: lwa, żyrafy i zebry.

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5120.
Opinię można sprawdzić na stronie www.epozytywnaopinia.pl

NIEJAŁOWE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA-167-PLMM-082	12× 19 mm × 76 mm	12	18



LECZENIE RAN


- > Opatrunki profesjonalne
- > Opatrunki tradycyjne
- > Przylepce mocujące
- > Bandaże mocujące
- > Bandaże kompresyjne
- > Siatki opatrunkowe

- Co oznacza proces sterylizacji?

Proces sterylizacji opatrunku lub plastra definiuje się jako działania prowadzące do usunięcia z tych wyrobów wszystkich żywych mikroorganizmów/drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnych.

- Przewaga plastrów sterylnych:

Sterylnie opatrunki i plastry stanowią najbezpieczniejszy rodzaj ochrony dla ran, w których doszło do przerwania ciągłości skóry, ponieważ są najczystszy biologicznie materiałem opatrunkowym.



> Opatrunki specjalistyczne



ZASTOSOWANIE

do sterylnego mocowania i ochrony kaniuli

CANNULA PLAST

opatrunek włókninowy do mocowania kaniuli

Samoprzylepny opatrunek sterylny Cannula PLAST stosowany jest do stabilnego przymocowywania kaniuli do ciała. Wykonany z włókny, która nie powoduje podrażnień i pozwala skórze „na oddychanie”. Posiada nacięcie, które ułatwia aplikację opatrunku oraz ustabilizowanie i zabezpieczenie kaniuli w miejscu wkłucia.

Część przylepna opatrunku wykonana jest z hypoalergicznego kleju akrylowego. Szeroka zakładka z papieru ochronnego umożliwia aplikację opatrunku w rękawicach.

JAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-161-MMMM-038	5,8 cm × 8 cm	50	45
MA-161-MMMM-069	7,2 cm × 5 cm	50	45

> Opatrunki specjalistyczne



FIXOPORE F

opatrunek foliowy z wkładem chłonnym

ZASTOSOWANIE

do wodoszczelnego, sterylnego opatrzywania ran pooperacyjnych oraz innych ran wydzielających, skaleczeń czy otarć; zastosowany materiał, z którego są wykonane opatrunki nie wymaga ich codziennego zmieniania

Opatrunek jest wykonany z ultracienkiego, przezroczystego poliuretanu, który dopasowuje się do kształtu ciała, jest niewyczuwalny na skórze i nie ogranicza ruchów.

Na zewnątrz wodoszczelny jest barierą dla wody, brudu i bakterii. Od wewnątrz przepuszczalny dla pary wodnej pozwala skórze „oddychać”. Wkład chłonny umieszczony centralnie chłonie dużą ilość płynów, a zabezpieczenie z mikrosiateczki zabezpiecza przed przywieraniem do rany czy szwów po operacji. Zaokrąglone brzegi zabezpieczają przed przypadkowym odklejeniem. Nie zawiera lateksu.

JAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-167-GLMM-086	5 cm x 7,2 cm	5	18
MA-161-MMMM-201	5 cm x 7,2 cm	50	30
MA-161-MMMM-202	10 cm x 6 cm	50	6
MA-161-MMMM-203	8 cm x 15 cm	50	6
MA-161-MMMM-204	10 cm x 20 cm	50	6

> Opatrunki specjalistyczne



FIXOPORE S

opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym

ZASTOSOWANIE

do sterylnego opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych ran wydzielających, skaleczeń czy otarć; w wersji owalnej przeznaczony jest do opatrywania ran pooperacyjnych oka

Opatrunek jest wykonany z białej, elastycznej włókniny. Dopasowuje się do kształtów ciała i nie ogranicza ruchów pacjenta. Porowata struktura podłoża pozwala skórze „oddychać”. Wkład chłonny umieszczony centralnie chłonie dużą ilość płynów, a pokrycie z mikrosiateczki zabezpiecza przed przywieraniem do rany czy szwów po operacji. Zaokrąglone brzegi zapobiegają przed przypadkowym odklejeniem.

Szeroka zakładka z papieru ochronnego umożliwia aplikację opatrunku w rękawicach.

JAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-161-MMMM-040	5 cm × 7,2 cm	100	15
MA-161-MMMM-041	8 cm × 15 cm	50	6
MA-161-MMMM-090	10 cm × 6 cm	3	30
MA-161-MMMM-091	10 cm × 8 cm	3	30
MA-161-MMMM-042	10 cm × 6 cm	50	6
MA-161-MMMM-043	10 cm × 8 cm	50	6
MA-161-MMMM-044	10 cm × 20 cm	50	6
MA-161-MMMM-045	10 cm × 25 cm	25	8
MA-161-MMMM-046	10 cm × 30 cm	25	12
MA-161-MMMM-047	10 cm × 35 cm	25	9
MA-161-MMMM-063	6,5 cm × 9,5 cm owalny	50	6

> Opatrunki specjalistyczne



CODOSIL™ ADHESIVE

opatrunek silikonowy do rehabilitacji blizn

ZASTOSOWANIE

rehabilitacja blizn, w tym
przerostych blizn i bliznowców
profilaktyka u osób z tendencjami
do powstawania przerostych blizn
i bliznowców

Nowoczesny opatrunek warstwowy, służący do rehabilitacji blizn, w tym przerostych blizn i bliznowców. Przeznaczony do terapii czerwonych, przerostych blizn, a także do stosowania przy kompresyjnej rehabilitacji blizn po oparzeniach przy użyciu ubrań uciskowych Codopress®. Regularnie noszony opatrunek wygładza bliznę, redukuje zaczerwienienie i zmniejsza uczucie swędzenia.

Codosil™ ADHESIVE przeznaczony jest do wielokrotnego użytku. Może być cięty i dopasowany do rozmiaru i kształtu blizny w zależności od jej wielkości.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-152-RATG-116	7 cm × 7 cm	1	10
MA-152-RATG-117	7 cm × 14 cm	1	10
MA-152-RATG-118	14 cm × 14 cm	1	10

> Opatrunki specjalistyczne



Breast 1



Breast 2



CODOSIL™ ADHESIVE

opatrunek silikonowy do rehabilitacji blizn


ZASTOSOWANIE

rehabilitacja blizn, w tym
przerostych blizn i bliznowców
profilaktyka u osób z tendencjami
do powstawania przerostych blizn
i bliznowców

Nowoczesny warstwowy opatrunek służy do rehabilitacji blizn, w tym
przerostych blizn i bliznowców lub w celach profilaktycznych u osób
z tendencjami do powstawania przerostych blizn i bliznowców.
Nowy Codosil™ ADHESIVE dedykowany jest bliznom powstałym
w wyniku operacji piersi lub cesarskiego cięcia.

Regularne stosowanie opatrunku redukuje wielkość i zaczerwienienie blizny,
zmniejsza uczucie swędzenia. Przeznaczony do wielokrotnego użycia
z możliwością docinania do kształtu blizny.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-142-RATG-140	 Breast 1	1	10
MA-152-RATG-141	 Breast 2	1	10

> Opatrunki tradycyjne



MATOVLIES

kompresy z włókniny

ZASTOSOWANIE

w wersji jałowej do opatrywania wszelkiego rodzaju ran;

wersja niejałowa przed aplikacją na ranę powinna być poddana sterylizacji

4-warstwowe kompresy z włókniny Matovlies stosowane są jako materiał opatrunkowy do opatrywania ran. Wykonane są z włókniny kompresowej o gramaturze 30 lub 40 g. Spoista struktura wyrobu wyklucza luźne włókna. Dostępne w wersji jałowej i niejałowej.

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
JAŁOWE Z WŁÓKNINY 40 G			
4-WARSTWOWE			
MA-104-B003-004	5 cm × 5 cm	3	500
MA-104-B003-005	7,5 cm × 7,5 cm	3	500
MA-104-B003-006	10 cm × 10 cm	3	300
MA-104-B005-004	5 cm × 5 cm	5	300
MA-104-B005-005	7,5 cm × 7,5 cm	5	300
MA-104-B005-006	10 cm × 10 cm	5	240
NIEJAŁOWE Z WŁÓKNINY 40 G			
4-WARSTWOWE			
MA-103-A100-004	5 cm × 5 cm	100	48
MA-103-A100-005	7,5 cm × 7,5 cm	100	20
MA-103-A100-006	10 cm × 10 cm	100	20
MA-103-A100-029	10 cm × 20 cm	100	10
NIEJAŁOWE Z WŁÓKNINY 30 G			
4-WARSTWOWE			
MA-103-A100-001	5 cm × 5 cm	100	60
MA-103-A100-002	7,5 cm × 7,5 cm	100	28
MA-103-A100-003	10 cm × 10 cm	100	20
MA-103-A100-030	10 cm × 20 cm	100	10

> Opatrunki tradycyjne



MATOCOMP

gaza opatrunkowa

ZASTOSOWANIE

w wersji jałowej
do opatrywania ran i otarć;
wersja niejałowa przed aplikacją
na ranę powinna być poddana
sterylizacji

Gaza opatrunkowa Matocomp stosowana jest jako materiał opatrunkowy do opatrywania ran. Wykonana w 100% z gazy bawełnianej 13- lub 17- nitkowej, bielonej bezchlorowo.

Ma neutralny wskaźnik PH.

Dostępna w rozmiarach: 1 m², 1/2 m², 1/4 m².

JAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	TYP GAZY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-107-MMMM-001	1 m ²	17-nitkowa	1	40
MA-107-MMMM-010	1 m ²	17-nitkowa	2 × 1 szt.	60
MA-107-MMMM-002	1/2 m ²	17-nitkowa	1	100
MA-107-MMMM-004	1 m ²	13-nitkowa	1	40
MA-107-MMMM-005	1/2 m ²	13-nitkowa	1	100
MA-107-MMMM-037	1 m ²	17-nitkowa	1	40
MA-107-MMMM-038	1/2 m ²	17-nitkowa	1	100
MA-107-MMMM-039	1/4 m ²	17-nitkowa	1	100
MA-107-MMMM-040	1 m ²	13-nitkowa	1	40
MA-107-MMMM-041	1/2 m ²	13-nitkowa	1	100
MA-107-MMMM-042	1/4 m ²	13-nitkowa	1	100

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	TYP GAZY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-108-MMMM-001	1 m ²	17-nitkowa	1	60
MA-108-MMMM-002	1/2 m ²	17-nitkowa	1	100

> Opatrunki tradycyjne



MATOCOMP

kompresy z gazy

ZASTOSOWANIE

w wersji jałowej do opatrywania ran i otarć;

wersja niejłowa przed aplikacją na ranę powinna być poddana sterylizacji

Kompresy z gazy Matocomp stosowane są jako materiał opatrunkowy do opatrywania ran. Wykonane są w 100% z gazy bawełnianej 13- lub 17- nitkowej, bielonej bezchlorowo. Dostępne są w wersji jałowej i niejłowej.

W wersji jałowej kompresy dostępne są w opakowaniach typu „peel-pack” zapakowanych następnie w kartonik-dyspenser.

Opakowanie typu „peel-pack” umożliwia bezpyłowe, higieniczne otwieranie bez konieczności przedzierania papieru. W pojedynczym opakowaniu „peel-pack” znajdują się trzy saszetki z indywidualnie pakowanymi kompresami.

Kompresy niejłowe zapakowane są w torebki papierowe.

JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8-WARSTWOWE			
MA-102-PS03-001	5 cm × 5 cm	3 szt. [x 20]	180
MA-102-PS03-002	7 cm × 7 cm	3 szt. [x 20]	160
MA-102-PS03-003	9 cm × 9 cm	3 szt. [x 20]	200
12-WARSTWOWE			
MA-102-PS03-004	5 cm × 5 cm	3 szt. [x 20]	240
MA-102-PS03-005	7 cm × 7 cm	3 szt. [x 20]	120
MA-102-PS03-006	9 cm × 9 cm	3 szt. [x 20]	160

NIEJAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8-WARSTWOWE			
MA-101-A100-001	5 cm × 5 cm	100	40
MA-101-A100-002	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA-101-A100-003	10 cm × 10 cm	100	10
MA-101-A100-004	10 cm × 20 cm	100	10
12-WARSTWOWE			
MA-101-A100-005	5 cm × 5 cm	100	30
MA-101-A100-006	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA-101-A100-007	10 cm × 10 cm	100	10
MA-101-A100-038	10 cm × 20 cm	100	5

NIEJAŁOWE Z GAZY 13-NITKOWEJ

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8-WARSTWOWE			
MA-101-A100-011	5 cm × 5 cm	100	40
MA-101-A100-012	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA-101-A100-013	10 cm × 10 cm	100	10
12-WARSTWOWE			
MA-101-A100-014	5 cm × 5 cm	100	40
MA-101-A100-015	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA-101-A100-016	10 cm × 10 cm	100	10

> Przylepce mocujące



SOFT

hypoalergiczny przylepiec włókninowy

ZASTOSOWANIE

do podtrzymywania opatrunków i lekkich elementów medycznych (sond, cewników i innych)

Przylepiec włókninowy Soft na szpulce stosowany jest do zabezpieczania opatrunków lub bandaży.

Przeznaczony jest dla osób ze skórą wrażliwą na podrażnienia i alergię.

Obustronnie ząbkowane brzegi i struktura plastra pozwalają na przerwanie bez użycia nożyczek.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-161-MMMM-061	1,25 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	38
MA-161-MMMM-062	2,5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	22
MA-161-MMMM-095	5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	12

> Przylepce mocujące



CLASSIC

przylepiec tkaninowy

ZASTOSOWANIE

do podtrzymywania opatrunków
i cięższych elementów
medycznych


Przylepiec tkaninowy Classic na szpulce stosowany jest do zabezpieczania opatrunków lub bandaży.

Warstwa kleju została wzbogacona o tlenek cynku, który minimalizuje ryzyko powstania podrażnień.

Obustronnie ząbkowane brzegi i struktura plastra pozwalają na przerwanie bez użycia nożyczek.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-166-MMMM-021	1,25 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	38
MA-166-MMMM-022	2,5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	22
MA-166-MMMM-082	5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	12



> Siatka opatrunkowa



CODOFIX

elastyczna siatka opatrunkowa

ZASTOSOWANIE

bezuciskowe mocowanie
opatrunków

na trudno dostępnych
i niewygodnych miejscach
(miednica, krocze);

na ranach operacyjnych brzucha;
do podtrzymywania opatrunków
na ranach poparzeniowych;
w chirurgii dziecięcej

Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix stosowana jest do podtrzymania opatrunków zastępując tradycyjny bandaż. Dostępna jest w kształcie rękawów przeznaczonych do samodzielnego cięcia. Na jedno zastosowanie potrzebne (w zależności od opatrywania miejsca) od 25 do 50 cm wyrobu w stanie nierozciągniętym. Długość oferowanej siatki to 1 m w stanie nierozciągniętym, co można przeliczyć na 2,5 m w stanie rozciągniętym.

Szerokość siatek dostosowana jest do opatrywania konkretnej części ciała, do wyboru jest 8 różnych rozmiarów.

NIEJAŁOWE siatka o długości 1 m

ROZMIAR	SZEROKOŚĆ	INDEKS	ZASTOSOWANIE	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
1	max. 1,5 cm	MA-152-RATG-002	palec	1	260
2	1,5 - 2,5 cm	MA-152-RATG-008	palec, dłoń	1	260
3	2,5 - 3,5 cm	MA-152-RATG-009	dłoń, stopa	1	120
4	3,5 - 4,5 cm	MA-152-RATG-011	podudzie, kolano, stopa, ramię, łokieć	1	120
6	5,0 - 6,5 cm	MA-152-RATG-014	głowa, ramię, podudzie, kolano	1	120
8	7,0 - 9,5 cm	MA-152-RATG-015	udo, głowa, biodra	1	60
10	10,0 - 13,5 cm	MA-152-RATG-004	biodra, brzuch	1	60
14	min. 14 cm	MA-152-RATG-006	klatka piersiowa, brzuch, biodra	1	60

> Bandaże



MATOPATCH UNIVERSAL

bandaż elastyczny

ZASTOSOWANIE

do mocowania opatrunków oraz jako bandaż odciążający w profilaktyce i wspomagający leczenie urazów układu ruchu, np. skręceń czy nadwyrężeń

Uniwersalny bandaż elastyczny Universal z zapinką stosowany jest do mocowania opatrunków na rany.

Wykonany jest z kombinacji włókien naturalnych i syntetycznych.

Jest wyrobem wielokrotnego użytku, może być poddany procesom sterylizacji.

Bandaż ma niestrzępiące się brzegi i końce. Rozciągliwość: około 120%.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szk.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
W KARTONIKU			
MA-123-UN50-021	8 cm × 5 m	1	45
MA-123-UN50-022	10 cm × 5 m	1	45
MA-123-UN50-023	12 cm × 5 m	1	30
MA-123-UN50-024	15 cm × 5 m	1	30
W OPAKOWANIU FOLIOWYM			
MA-123-UN50-031	8 cm × 5 m	1	60
MA-123-UN50-032	10 cm × 5 m	1	60
MA-123-UN50-033	12 cm × 5 m	1	40
MA-123-UN50-034	15 cm × 5 m	1	40
MA-123-UN40-021	8 cm × 4 m	1	60
MA-123-UN40-022	10 cm × 4 m	1	60
MA-123-UN40-023	12 cm × 4 m	1	40
MA-123-UN40-024	15 cm × 4 m	1	40

> Bandaże



MATOFIX COHESIVE

bandaż elastyczny

ZASTOSOWANIE

do stabilnego mocowania opatrunków, szczególnie na zaokrąglonych częściach ciała i stawach oraz w terapii uzupełniającej po zdjęciu gipsu, do mocowania szyn usztywniających

Elastyczny samoprzylepny bandaż podtrzymujący Matofix COHESIVE stosowany jest jako opatrunek mocujący na ranę. Dzięki temu, że kolejne warstwy bandaża szczepiają się ze sobą, jest on prosty w nakładaniu.

Wykonany jest z kombinacji włókien naturalnych i syntetycznych. Jest wyrobem jednorazowego użytku.

Bandaż ma niestrzępające się brzegi i końce.

Każdy bandaż jest pakowany indywidualnie.

Rozciągliwość: około 90%.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-123-CX40-002	6 cm × 4 m	1	80
MA-123-CX40-003	8 cm × 4 m	1	60
MA-123-CX40-004	10 cm × 4 m	1	50
MA-123-CX40-005	12 cm × 4 m	1	40

> Bandaże



MATOVIS

bandaż podtrzymujący

ZASTOSOWANIE

do mocowania opatrunków
na ranach

Nieelastyczny bandaż podtrzymujący Matovis stosowany jest jako opatrunek mocujący.

Wykonany jest z 100% włókien wiskozowych lub z 100% włókien poliestrowych. Jest wyrobem jednorazowego użytku.

Bandaż ma niestrzępające się brzegi i końce.

Każdy bandaż pakowany jest indywidualnie, w opakowania z kolorową kodyfikacją.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-122-PE40-101	5 cm × 4 m	1	180
MA-122-PE40-102	10 cm × 4 m	1	125
MA-122-PE40-103	15 cm × 4 m	1	90
MA-122-PE40-109	5 cm × 4 m	1	180
MA-122-PE40-107	10 cm × 4 m	1	125
MA-122-PE40-108	15 cm × 4 m	1	90

> Bandaże



MATOLAST

bandaż elastyczny

ZASTOSOWANIE

do mocowania opatrunków, szczególnie na stawach, a także na innych częściach ciała, gdzie tradycyjne, nieelastyczne bandaże są niewystarczające

Elastyczny tkany bandaż podtrzymujący Matolast stosowany jest jako alternatywa dla bandażu nieelastycznych.

Jest wyrobem jednorazowego użytku.

Bandaż ma niestrzępiące się brzegi i końce.

Każdy bandaż pakowany jest indywidualnie. Rozciągliwość: około 150%.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA-123-LA40-025	6 cm x 4 m	1	80
MA-123-LA40-026	8 cm x 4 m	1	60
MA-123-LA40-027	10 cm x 4 m	1	60
MA-123-LA40-028	12 cm x 4 m	1	40
MA-123-LA40-029	15 cm x 4 m	1	40

> Bandaże specjalistyczne



CODOBAN

bandaż wysokoelastyczny

ZASTOSOWANIE

specjalistyczne, po konsultacji z lekarzem lub rehabilitantem, w wspomaganiu leczenia chorób układu krążenia obwodowego (żylnego, chłonnego); zmian pourazowych: kończyn, klatki piersiowej; po zabiegach operacyjnych w obrębie głowy, klatki piersiowej i kończyn; w celach profilaktycznych u kobiet ciężarnych; jako opaski usztywniające i opaski uciskowe

Wysokoelastyczny bandaż Codoban stosowany jest do stopniowania ucisku.

Elastyczność wyrobu została osiągnięta dzięki odpowiedniej kombinacji surowców i zastosowanej technice dziania.

Jest wyrobem wielorazowego użytku. Rozciągliwość: około 100%.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
NM-152-MMMM-001	8 cm × 3 m	1	100
NM-152-MMMM-002	10 cm × 3 m	1	100
NM-152-MMMM-004	12 cm × 3 m	1	100
NM-152-MMMM-003	14 cm × 3 m	1	80



PROFESJONALNA ochrona twarzy

> Bezpiecznie i komfortowo

- wykonane są z 3-warstw hypoalergiczných włókien
- dzięki wewnętrznej warstwie filtracyjnej (skuteczność filtracji bakteryjnej BFE $\geq 98\%$) maski tworzą zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się czynników infekcyjnych
- są zgodne z normą PN-EN 14683:2019 dla typu II
- posiadają delikatne uchwyty elastyczne do zamocowania na twarzy
- dzięki kształtce modelującej, szczelnie dopasowują się do konturu nosa
- wyposażone są w centralnej części w trzy zakładki, które umożliwiają dokładne osłonięcie całej twarzy i nosa użytkownika
- wszystkie brzegi maski zabezpieczone są przed strzępieniem
- nie zawierają włókien szklanych, metali ciężkich i lateksu

> Maski medyczne



SURGIMASK


maski medyczne typ II

ZASTOSOWANIE

zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się czynników infekcyjnych

Maski medyczne Surgimask stosowane są jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się czynników infekcyjnych. W ofercie dostępne są maski medyczne w rozmiarze M (Medium) i L (Large). Praktyczne opakowania jednostkowe pozwalają na aseptyczne wyciągnięcie wyrobu. Wysyłkowe opakowania ekspozycyjne zabezpieczają opakowania wewnętrzne i umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i sklepowej.


PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA



MEDIUM
14.4 x 9.5 cm



LARGE
17.5 x 9.5 cm




NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	ILOŚĆ W DYSPENSERZE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM
MA-142-MM3U-009	M - 14,4 x 9,5 cm	30 szt.	14 op. x 30 szt.
MA-142-MM3U-008	L - 17,5 x 9,5 cm	30 szt.	14 op. x 30 szt.



WYROBY CHŁONNE

- Podkłady ginekologiczne
- Waty



> Wyroby chłonne



ABSORGYN

podkłady ginekologiczne

ZASTOSOWANIE

jako wysokochłonny wyrób dla kobiet w okresie połogu lub po przebytych operacjach ginekologicznych

Podkłady ginekologiczne Absorgyn stosowane są po porodzie i operacjach ginekologicznych. Zachowują właściwości chłonne nawet gdy pacjentka znajduje się w pozycji leżącej. Celulozowy wkład chłonny pokryty jest włókniną, która umożliwia przepuszczalność powietrza, a wewnętrzna folia chroni przed przeciekaniem.

JAŁOWE

ARTYKUŁ	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
BE-139-N010-009	34 cm x 9 cm	torebka papier/folia	10	12
BE-139-N005-002	27 cm x 7,5 cm	kartonik	5	16
BE-139-N010-017	27 cm x 7,5 cm	torebka papier/folia	10	24
BE-139-N010-022	27 cm x 7,5 cm	kartonik	10	16

NIEJAŁOWE

ARTYKUŁ	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
BE-139-N010-002	34 cm x 9 cm	woreczek	10	36
BE-139-N010-003	27 cm x 7,5 cm	woreczek	10	50

> Wyroby chłonne



WATA MEDYCZNA BAWELNIANA

niesterylina wata bawełniana
materiał chłonny wykorzystywany
do celów medycznych

ZASTOSOWANIE

jako materiał chłonny
dodatkowa warstwa
opatrunków

Wata medyczna bawełniana Matopat stosowana jest jako materiał chłonny lub dodatkowa warstwa opatrunku. Pozwala na ochronę ciała przed urazem. Wykonana jest z 100% bawełny bielonej bezchlorowo. Nie stosować przy zabiegach operacyjnych i bezpośrednio na ranę.

MATOCCELL LIGNINA

ZASTOSOWANIE

do dezynfekcji
przed iniekcją
do odsączania wydzieliny

wata celulozowa

Wata celulozowa Matocell stosowana jest w medycynie i kosmetyce. Wyrób jest dostępny w formie arkuszy, rolek oraz kompresów z zabezpieczonymi brzegami. Wyrób służy do absorpcji płynów, nie stosować w kontakcie z otwartą raną.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
WATA MEDYCZNA BAWELNIANA			
MA-071-A500-001		1	14
MATOCCELL WATA CELULOZOWA W ARKUSZACH			
MA-073-A001-006	20 cm x 20 cm	1 kg	10
MA-073-A500-007	20 cm x 30 cm	0,5 kg	28
MA-073-A001-004	40 cm x 60 cm	1 kg	15
MA-073-A005-001	40 cm x 60 cm	5 kg	3
MATOCCELL WATA CELULOZOWA W ZWOIKACH			
MA-073-A150-001	-	150 g	96

> Wyroby chłonne



ZASTOSOWANIE

wata bawełniana Bella Cotton przeznaczona do celów higienicznych i kosmetycznych

WATA

materiał chłonny wykorzystywany do celów higienicznych i kosmetycznych

Wata bawełniana Bella Cotton dzięki właściwościom absorpcyjnym stosowana jest do pochłaniania dużej ilości płynów do celów kosmetycznych i higienicznych.

Wata bawełniana: 50 g, 100 g, 200 g.

Wata bawełniano-wiskozowa jest mieszanką włókien bawełnianych i wiskozowych, stosowana do celów kosmetycznych i higienicznych.

Wata bawełniano-wiskozowa: 50 g, 100 g, 200 g, 500 g.

NIEJAŁOWE

INDEKS	WAGA / 1 OP.	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
WATA BAWELNIANA			
BC-071-A050-010	50 g	1	50
BC-071-A100-022	100 g	1	24
BC-071-A200-007	200 g	1	12
WATA BAWELNIANO-WISKOZOWA			
BC-072-A050-004	50 g	1	50
BC-072-A100-012	100 g	1	24
BC-072-A200-013	200 g	1	12
BC-072-A500-001	500 g	1	14

> Wyroby chłonne



BELLA MAMMA

Produkty dla kobiet w połogu i karmiących piersią

ZASTOSOWANIE

produkty pod marką Bella Mamma zostały przygotowane z myślą o kobietach w połogu i karmiących piersią

Podkłady poporodowe zapewniają skuteczną ochronę bielizny, pościeli i ubrania.

Podkłady poporodowe w wersji comfort – o anatomicznym kształcie i podwyższonej chłonności – posiadają pasek klejowy, umożliwiający mocowanie na bieliźnie.

Majtki siatkowe pozwalają utrzymywać podkład blisko ciała i zapobiegają jego przesuwaniu.

Wkładki laktacyjne pochłaniają nadmiar pokarmu, dzięki czemu zapobiegają zabrudzeniom bielizny.

Wkładki laktacyjne w wersji comfort – o podwyższonej chłonności – są polecane przy silnej laktacji oraz na noc.

Wszystkie produkty Bella Mamma są przewiewne, dzięki czemu zapewniają wysokie poczucie komfortu i minimalizują ryzyko podrażnień.

NIEJAŁOWE

INDEKS	ROZMIAR/RODZAJ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
PODKŁADY POPORODOWE			
BM-053-SU10-GC1	Comfort	10	12
BM-053-SU10-GC3	Comfort	10	4
BB-053-LZ10-004		10	12
MAJTKI SIATKOWE			
BE-092-ML02-001	M/L	2	50
BE-092-XL02-001	XL	2	50
WKŁADKI LAKTACYJNE			
BD-063-NR30-007	Comfort	30	12
BD-063-NR30-008		30	12
BD-063-NR60-003		60	6



③



④



⑤

1. Podkłady poporodowe Bella Mamma Comfort
2. Podkłady poporodowe Bella Mamma
3. Majtki poporodowe Bella Mamma
4. Wkładki laktacyjne Bella Mamma Comfort
5. Wkładki laktacyjne Bella Mamma





Grupa TZMO

to 56 spółek: handlowych, produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych w 18 krajach świata, zatrudniająca ponad 8000 pracowników.
Produkty TZMO dostępne są w 80 krajach na 6 kontynentach.

Grupa TZMO

to producent i dostawca wyrobów oraz usług medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych pod markami Seni, Bella, Happy, Matopat, CitoNet, Tricomed, Eva, No 1, Mamma, Dr Max, My Friend.

TZMO posiada własny Szpital i Poradnię Specjalistyczną MATOPAT, sieć Centrów Usług CitoNet oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Tricomed.

Grupa TZMO

dostarcza swoim Klientom produkty i usługi o najwyższej jakości, dzięki którym żyje im się łatwiej, wygodniej i bezpieczniej. Odpowiadamy nie tyle na ich aktualne potrzeby, ale także przewidujemy, czego będą potrzebowali w przyszłości i staramy się zapewnić im to już dziś.

 **TZMO SA**
tzmo-global.com
matopat-global.com
plastry.matopat.pl



Razem Zmieniamy Świat

 /tzmo.global  /TZMOGroup